

■ SCOLAVETRERIA

KARTELL

131

Materiale: Polistirolo antiurto

Piastra di supporto dello spessore di 4 mm stampata in un sol pezzo con 72 fori a fondo cieco per l'inserimento dei relativi pioli che evitano ogni perdita eliminando il pericolo di contaminazioni di tipo biologico. Il canale di drenaggio senza linee di giunzione convoglia il liquido di scolatura nel tubo di drenaggio apposito. Fornita completa di 72 pioli da inserire a pressione per oggetti con apertura superiore a 15 mm. Non arrugginisce e non si squama; più scolavaterria possono essere montati in serie per ottenere una parete. Dotato di istruzioni per il montaggio ed il fissaggio a parete e dei relativi ganci.



| Codice | Codice | Dimensioni | Dimensioni |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Steroglass | Fornitore | tot. mm | pioli mm |
| KAMY020327 | 213 | 450x630x110 | 95x15 |