

## ■ PROPIPETTA DI GOMMA A TRE VIE PER PIPETTE

**KARTELL**

146

Materiale: gomma rossa

Pompetta in gomma per pipette, con tre valvole sferiche, adattabili a qualsiasi pipetta. Uno speciale raccordo in gomma consente di usare la pompetta anche con le pipette aventi capacità superiori a ml 20. Staccando tale raccordo la pompetta diventa adattabile alle pipette con capacità inferiore a ml 20.

(r.061014)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
KAMY017504	200	Propipetta di gomma a tre vie per pipette