

## ■ AGITATORE MAGNETICO MULTISTIRRER

### VELP SCIENTIFICA

2496

Agitatore magnetico non riscaldante multiposizione.

Modello Multistirrer 6 e Multistirrer 15.

In grado di agitare 6 o 15 contenitori (ø max. 85 o 64 mm) contemporaneamente. Possibilità di termostatare mediante un'apposita vaschetta. La struttura metallica con verniciatura epossidica lo rende altamente resistente all'aggressione degli agenti chimici, meccanici e corrosivi.

Caratteristiche Tecniche:

- Pannello di controllo è schermato contro le fuoriuscite di liquidi
- Involucro in acciaio temprato rivestito di resina epossidica
- Copertura in acciaio inossidabile
- dimensioni: 370x230x51,5 mm
- peso: 2,2 kg (Multi. 6), 2,8 kg (Multi. 15)
- alimentazione: 220 V / 50 Hz

NOTA: sono disponibili, a richiesta, accessori dedicati.

(r.220321)

Codice	Codice	Potenza	Velocità	Volume acqua	Modello
Steroglass	Fornitore	W	rpm	agitabile ml	
VEAI003377	F203A0178	9	80-1500	250x15	15
VEAI003378	F203A0177	3,6	80-1500	400x6	6

