

■ AGITATORE MAGNETICO RISCALDANTE ARE

VELP SCIENTIFICA

2498

L'agitatore magnetico ARE costituisce la soluzione universale per le più comuni esigenze di laboratorio.

La struttura metallica con verniciatura epossidica lo rende altamente resistente all'aggressione degli agenti chimici. Dotato di piastra riscaldante in lega di alluminio rivestita con speciale protezione nera che assicura un'elevata distribuzione del calore su tutta la superficie.

- dimensioni: (LxPxH) 280x165x115 mm
- peso: 2,9 kg
- diametro piastra: 155 mm
- alimentazione: 220 V / 50 Hz
- temperatura: da ambiente a 370 °C

NOTA: sono disponibili, a richiesta, accessori dedicati.

(r. 221205)

| Codice | Codice | Potenza | Velocità | Volume acqua |
|------------|-----------|---------|----------|----------------|
| Steroglass | Fornitore | W | rpm | agitabile l |
| VEAI003383 | F20500162 | 630 | 10-1200 | 15 |

