

■ AGITATORE A VIBRAZIONE VORTEX ZX3

VELP SCIENTIFICA

2505

Agitatori a vibrazione per la miscelazione delle soluzioni in provette o piccoli palloni.

ZX3:

Per la miscelazione di soluzioni in provette o piccoli palloni.

Nell'utilizzo "manual", l'avvio dell'agitazione avviene immediatamente effettuando una leggera pressione sulla coppetta in neoprene; l'arresto è automatico sollevando la provetta.

Nell'utilizzo "continuous" la miscelazione è continua e si può variare la frequenza di oscillazione da 0 a 40 Hz direttamente dal pannello comandi.

- Dimensioni: 150x134x150 mm

- Peso 2 kg

- Alimentazione 220 V / 50 Hz



(r. 161014)

| Codice | Codice | Potenza | Modello |
|------------|-----------|---------|---------|
| Steroglass | Fornitore | W | |
| VEAI003407 | F202A0176 | 45 | ZX3 |