

■ ANELLI in SUBERITE

FALC ARTICOLI METALLICI

2590

Per supporto palloni in vetro e capsule a fondo tondo. Altezza 30 mm.

(r. 110912)



Codice Steroglass	Codice Fornitore	ø int. minimo mm	ø est. mm	per palloni di capacità ml
FLAU004022	262.2206.09	90	140	1000-3000
FLAU004021	262.2206.06	45	110	250-500
FLAU004025	262.2206.04	40	80	50-100
FLMM004024	262.2206.02	20	60	10-50