

■ BAGNI ad ACQUA SERIE WB/S

FALC STRUMENTI

2804

Il bagno ad acqua termostato della serie WB/S consente il controllo della temperatura in maniera indipendente all'interno delle singole vasche.

Le vasche sono cilindriche e separate, ottimali per estrattori; in acciaio inox 18/8. La vasca è realizzata in un unico pezzo ed è quindi priva di giunture o saldature, con spigoli interni arrotondati per una semplice pulizia. La coibentazione tra le vasche è ottenuta mediante una fibra di vetro. Temperatura controllata attraverso termoregolatori graduati ed una sonda su ogni vasca. Forniti con aste \varnothing 12x500 mm.

Temperatura massima 120 °C; precisione $\pm 1,5$ °C.

Alimentazione 220 V, 50/60 Hz.

Dimensioni esterne: Mod. WB/S2 420x280x190 mm; Peso 6.5 kg

Mod. WB/S4 780x280x190 mm; Peso 10 kg

Mod. WB/S6 1140x280x190 mm; Peso 16 kg

Dimensioni vasche \varnothing xh: 120x110 mm

(r.070721)

Codice	Codice	Modello	n° vasche	Potenza resistenza W
Steroglass	Fornitore			
FLCC004553	610.1022.06	WB/S6	6	2100
FLCC004551	610.1022.04	WB/S4	4	1400
FLCC004550	610.1022.02	WB/S2	2	700

