

■ AGITATORE MAGNETICO RISCALDANTE IKAMAG RH

IKA

2994

Con piastra riscaldante in acciaio inox, per semplici compiti di agitazione e riscaldamento. Modello economico (consigliato per applicazioni didattiche).

La gamma di agitatori magnetici RH consiste in 3 modelli.

1. RH BASIC 2:

- Agitatore magnetico con superficie in acciaio inossidabile con prezzo vantaggioso.
- Circuito di sicurezza fisso a 400 °C.
- Avvio lento del motore.
- Volume di agitazione H2O: 10 litri
- Intervallo di velocità: 100 - 2000 rpm
- Range di temperatura: ambiente - 320 °C

2. RH BASIC KT/C safety control

Nuovi agitatori magnetici universali con riscaldamento.

- Superficie d'appoggio altamente resistente alle sostanze chimiche
- Avvio lento del motore
- Sistema di controllo che disattiva la funzione di riscaldamento in caso di arresto o difetto del motore
- Volume di agitazione H2O: 15 litri
- Velocità: 100 - 2000 rpm
- Range temperatura: ambiente - 320 °C
- Possibilità di collegare regolatore elettronico ECT1 (da richiedere a parte)

(r. 101210)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
IKAI047479	0003339000	IKAMAG® RH BASIC 2

