

## ■ DOSATORI CON PISTONE IN CERAMICA

### HIRSCHMANN

3024

Dosaggi direttamente dal flacone del reagente. Pistone in ceramica. Possono essere avvitati su qualunque bottiglia originale di reagenti. Tutte le parti a contatto con il liquido sono chimicamente inerti, nessuna abrasione od espansione, completamente autoclavabili senza necessità di smontaggio, nessun problema termico. Tubicino erogatore avvitabile completo di cappuccio di chiusura, rivestimento protettivo robusto e compatto. Totale impermeabilità grazie alla perfetta adattabilità tra pistone e cilindro. Precisi, veloci, dosaggi riproducibili, con meccanismo di bloccaggio dell'anello di selezione del volume. Disponibili a volume fisso o variabile, con regolazioni manuali. Certificato di conformità secondo DIN EN ISO 9001 con certificato individuale di controllo. Certificato di garanzia.



Codice	Codice	Volume	Divisione	Accuratezza	Riproduc.
Steroglass	Fornitore	ml	ml	%	%
HCFI009065	936.00.00	10-60	1,00	0,6	0,1
HCFI009067	935.00.00	5,0-30,0	0,50	0,6	0,1
HCFI009066	934.00.00	2,0-10,0	0,25	0,6	0,1
HCFI009064	933.00.00	1,0-5,0	0,10	0,6	0,1
HCFI009063	932.00.00	0,4-2,0	0,05	0,6	0,1
HCFI043745	931.00.00	0,2-1,0	0,05	0,6	0,2