

## ■ BURETTE GRADUATE DI PELLET, VETRO GIALLO

### STEROGLASS VETRO LAB.

3319

Buretta graduata di pellet, con rubinetto in vetro o in PTFE o a spillo, in vetro borosilicato 3.3 giallo classe A DIN 12700 T5 (disponibili tra gli accessori bottiglie con cono NS 29/32 e pompetta di aspirazione in gomma. Graduazioni resistenti ad acidi ed alcali, lunghezza della scala uniforme).  
Burette, with side stopcock in PTFE or glass, in borosilicate glass 3.3 amber class A.  
(r. 270612)



Codice Steroglass	Codice Fornitore	Capacità Capacity ml	Graduazione Graduation ml	Rubinetto Stopcock
SQUA005766	2042-04	25	0,05	PTFE
SQUA005767	2042-05	50	0,1	PTFE
SQUA005764	2042-02	10	0,02	PTFE
SQUA005775		50	0,1	vetro(glass)
SQUA005783	2040-05	50	0,1	a spillo
SQUA026477		100	0,2	a spillo
SQUA005780		50	0,1	a spillo
SQUA005779	2042-04-	25	0,05	a spillo
SQUA005778		10	0,02	a spillo
SQUA005774		25	0,05	vetro(glass)