

■ APPARECCHIO ENOLOGICO CAZENAVE

STEROGLASS VETRO LAB.

3409

In vetro borosilicato, per la determinazione dell'acidità volatile dei vini, con matraccio generatore di vapore, tubo bollitore con bolla paraspruzzi, refrigerante a bolle e matraccio di raccolta. Fornito senza riscaldatore e pinzetteria.
(r.280510)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUB061551		Apparecchio enologico Cazenave acidità volatile