

■ APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE STILL

STEROGLASS VETRO LAB.

3554

Percorso breve, incamiciato, per distillare piccole quantità con elevata accuratezza. Dotato di termometro da 40 mm e pallone da 10 ml. Minima ritenzione. Camera di raccolta in un unico pezzo. Raccordi NS 14/23 (sono disponibili a richiesta coni di altre dimensioni).



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUA026194		Apparato completo