


■ APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE

STEROGLASS VETRO LAB.

3556

Percorso breve, incamiciato, per distillare piccole quantità con elevata accuratezza, ma utile anche per misurare con grande accuratezza la temperatura del vapore. Il corpo di distillazione è disponibile nelle versioni incamiciata e con Vigreux per un'efficienza migliore. Gli attacchi superiori sono per linee d'acqua, quelli inferiori per linee da vuoto. Raccordi NS 14/23 (sono disponibili a richiesta coni di altre dimensioni).



| Codice | Codice | Descrizione |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Steroglass Fornitore | | |
| SQUA026192 | | Apparato completo piano |
| SQUA004139 | | Apparato completo vigreux |