


■ APPARECCHIO DI DISTILLAZIONE

STEROGLASS VETRO LAB.

3557

Percorso breve, incamiciato, per distillare piccole quantità con elevata accuratezza. Il corpo di distillazione è disponibile nella versione con Vigreux per un'efficienza migliore. Il tubo per immissione gas è posizionato nel pallone di distillazione. Il sistema completo consiste in pallone di distillazione da 500 ml, corpo di distillazione, camera di raccolta, tubo per immissione gas, adattatore filettato, pallone di raccolta da 250 ml e termometro (-10 a 360 °C). Raccordi NS 14/23 (sono disponibili a richiesta coni di altre dimensioni).



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
SQUA026197		Apparato completo piano
SQUA026196		Apparato completo vigreux