

## ■ AGITATORE MAGNETICO ESP SENZA MOTORE

### VELP SCIENTIFICA

3689

Ultrapiatto, senza elementi meccanici in movimento, non richiede manutenzione. Il punto di agitazione, regolabile mediante microprocessore, è costituito da bobine che inducono un campo magnetico rotante. L'avviamento graduale permette una progressione ottimale della velocità di agitazione. La struttura moderna ed ergonomica è costituita da materiali altamente resistenti all'aggressione dei reagenti chimici.

Peso 0,87 kg

Alimentazione 220 V / 50 Hz

NOTA: sono disponibili, a richiesta, accessori dedicati.

(r. 221205)

Codice	Codice	Potenza	Velocità	Volume acqua agitabile
Steroglass	Fornitore	W	rpm	l
VEFE003410	F206A0179	6	50-1100	5

