

## ■ AGITATORE AD ASTA ES

### VELP SCIENTIFICA

3690

Per operazioni di semplice agitazione di liquidi di medio/bassa viscosità. Regolazione della velocità da 50 a 1300 giri/minuto. L'avviamento progressivo permette di evitare fuoriuscite del liquido dal contenitore. Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento. Minimo ingombro, facilità d'uso, funzionamento affidabile e silenzioso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura ambiente di utilizzo 0-40°C

Apertura mandrino (diametro) 1-10 mm

Peso 1,3 kg

Alimentazione 220 V / 50 Hz

NOTA: gli accessori in fotografia, quali sostegno, asta e morsetto, non sono compresi nel codice dello strumento. Per i codici in questione, vedi pagina dedicata.

(r. 221205)

Codice	Codice	Potenza	Velocità	Volume acqua agitabile	Viscosità max
Steroglass	Fornitore	W	rpm	l	mPa.s (Cp)
VEAI003360	F201A0152.	30	50-1300	15	1000

