

## ■ APPARECCHIO ENOLOGICO CAZENAVE MODIFICATO MICONI

3773


### STEROGLASS VETRO LAB.

In vetro borosilicato, per la determinazione dell'acidità volatile dei vini, con struttura di sostegno, matraccio generatore di vapore, tubo bollitore con estrattore di Vigreux, refrigerante a bolle, matraccio di raccolta e pinzetteria.

Fornito senza riscaldatore.

(Nella foto si evidenzia solo il distillatore.)

(r. 280510)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUB061552		Apparecchio enologico Cazenave mod. Miconi