

■ ACCESSORI OMOGENIZZATORI

IKA

3798

L'accessorio principale da considerare nella configurazione di un omogenizzatore è il suo utensile di dispersione, ovvero l'asta di omogenizzazione a contatto con il campione.

Riportiamo in questa scheda alcune tra gli utensili più utilizzati, specificando l'omogenizzatore compatibile.

Si consideri comunque che, a richiesta, è disponibile un'ampia gamma di utensili e di accessori vari.

NOTA: per una corretta configurazione dell'omogenizzatore, contattare Steroglass.

(r. 121205)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
IKHI034432	L004640	Utensile di dispers. S 18 N-19 G(T-18 basic)
IKHI034431	L004639	Utensile di dispers. S 18 N-10 G(T-18 basic)