

## ■ AGITATORE ORBITALE IKA KS 130 control

**IKA**

3806

Agitatore orbitale con display digitale che mostra velocità, tempo di funzionamento e modo operativo.

Dotato di interfaccia RS232

Timer: 0 - 9 h 59 min

Massimo carico: 2 kg

Range velocità: 80-800 rpm

Fornito senza agganci.

ACCESSORI: vedi scheda "Accessori per agitatori orbitali".

(r. 121205)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
IKLM047552	0002980100	KS 130 control