

■ AUTOCLAVE DA LABORATORIO 760

ASAL

3906

Autoclave a vapore (per la sterilizzazione sono sufficienti 1,5 litri di acqua distillata o deionizzata) dotata di camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio con staffa di bloccaggio, valvole di scarico e di sicurezza (per la resistenza). Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. Resistenza elettrica a piastra radiale. Manometro per la verifica della pressione di esercizio. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza di acqua.

Camera di sterilizzazione da 20 litri in acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED). Esente da controllo ISPEL in quanto rientra nei limiti di capacità e pressione previsti.

Pressione max di esercizio 1 atm (120°C)

Alimentazione: 230 V - 50 Hz, assorbimento 1500 W

Dimensioni interne camera (diam. x alt.): 280x330 mm, capacità 20 litri.

Dimensioni d'ingombro: 415x360x500 mm, peso 19 kg.

COMPLETA DI TIMER E TERMOMETRO DIGITALE

N.B. FORNITA SENZA CESTELLO, selezionare uno dei due modelli presenti nella scheda 3907

(r. 240820)

Codice	Codice	Modello
Steroglass Fornitore		
AAB0033212	29960001	Autoclave da laboratorio 760

