

■ SISTEMA DA VUOTO STEROVAC

STEROGLASS STRUMENTI

4330

STEROVAC è un controllo elettronico del vuoto per evaporatori rotanti ed altre applicazioni; leggero, compatto, semplicissimo da usare.

STEROVAC è uno strumento in grado di controllare la pompa da vuoto meccanica collegata e di impostare i mbar di pressione desiderati attraverso il semplice pannello di comando di cui è fornito.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Controllo del vuoto digitale a microprocessore
- Range di impostazione del vuoto da 999 mb a 2 mb
- Delta pressione impostabile da 1 mb a 50 mb
- Display LCD
- Alimentazione: 220 V; 50-60 Hz; a norma CE
- Dimensioni: (LxHxP) 165x90x150 mm
- Peso: 2 Kg

(R. 200905)

Codice	Codice	Modello	Delta Pressione mb	Range impostazione vuoto (mb)
Steroglass	Fornitore			
SQFW039583		STEROVAC	1-50	999-2

