

■ AGITATORE A VIBRAZIONE LAB DANCER

IKA

4350

Agitatore compatto ed economico per provette con azionamento "touch".
Design compatto, idoneo per tutti i recipienti di piccole dimensioni fino ad un diametro di 30 mm, parte a contatto con le provette di materiale plastico chimicamente inerte.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Volume di agitazione (1 provetta): max 50 ml
- Velocità fissa a 2800 rpm
- Dimensioni: 100x70 mm
- Peso: 0,55 Kg.

(r. 251105)



| Codice | Codice | Descrizione |
|------------|------------|-----------------------------|
| Steroglass | Fornitore | |
| IKAI047481 | 0003365000 | Agitatore Vortex Lab Dancer |