

## ■ AGITATORE AD ASTA DLS

### VELP SCIENTIFICA

4389

Agitatore ad asta per agitazione di liquidi a media viscosità.  
 Dispone di due display digitali indicanti la velocità effettiva e la velocità impostata.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- velocità di agitazione: 50 - 2000 rpm
- max volume agitabile: 25 litri
- display LCD
- peso: 3,5 Kg.

NOTA: gli accessori in fotografia, quali sostegno, asta e morsetto, non sono compresi nel codice dello strumento. Per i codici in questione, vedi pagina dedicata.

(r. 221205)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
DLS		Agitatore ad asta DLS

