

## ■ AGITATORE AD ASTA LH e DLH

### VELP SCIENTIFICA

4390

Gli agitatore ad asta LH e DLH (in foto) sono caratterizzati da una forte coppia di rotazione che ne permette l'impiego con liquidi ad alta viscosità.

Un'avviamento progressivo permette di evitare fuoriuscite del liquido agitato nel contenitore.

Il modello LH è analogico; il modello DLH, invece, dispone di due display digitali indicanti la velocità effettiva e quella impostata.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- velocità di agitazione: 50 - 2000 rpm
- max volume agitabile: 40 litri
- potenza: 120 W
- peso: LH 3,4 Kg.; DLH 3,5 Kg.

NOTA: gli accessori in fotografia, quali sostegno, asta e morsetto, non sono compresi nel codice dello strumento. Per i codici in questione, vedi pagina dedicata.

(r. 221205)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
DLH		Agitatore ad asta DLH
VEAI035762	F201A0156	Agitatore ad asta LH

