

■ INCUBATORI A CONVEZIONE NATURALE SERIE EN 400-500

4459

NUVE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- controllo a microprocessore PID
- visualizzazione digitale
- porta interna in cristallo
- timer programmabile da 1 a 999 minuti
- camera interna in alluminio
- range temperatura: da 5°C a 80°C

Dotazione standard: n° 2 ripiani in acciaio inox/alluminio + termostato di sicurezza.
(r. 270808)



Codice	Codice	Modello	Capacità
Steroglass Fournitore			
NBRU053817	EN 400	EN 400	44 litri
NBRU058055	EN 500	EN 500	120 litri