

■ CARTA DA FILTRO QUALITATIVA, COMUNE - MODELLO 1318

4645

FILTER-LAB

VELOCITA' DI FILTRAZIONE MOLTO RAPIDA.

Le carte da filtro qualitative di FILTER-LAB sono prodotte in particolare per ottenere la separazione ed identificazione di sostanze di cui si conoscono le proprietà e per eseguire una gran quantità di filtraggi nelle analisi di routine. Le carte da filtro qualitative di tipo comune, nonostante siano fatte con un'eccellente cellulosa pura, sono usate di routine o per abituali lavori da laboratorio dove si necessita la separazione solido-liquido con il massimo risparmio di tempo, quindi permettono un filtraggio molto veloce o extra-veloce. APPLICAZIONI: calcolo del contenuto di saccarosio nell'industria dello zucchero; eliminazione delle impurità nella manifattura di oli essenziali, sciroppi, grassi, nettari di frutta e liquidi densi in generale; preparazione e pulizia di molti campioni asciutti; filtraggio difficile di diversi prodotti; pre-filtraggio di campioni prima di una carta da filtro qualitativa più spessa; purificazione di vari campioni.

MODELLO 1318: carta con filtraggio molto veloce, spiegazzata e spessa. E' una carta da filtro per analisi qualitative con superficie spiegazzata. Si ha un 10-20% in più di superficie e questo è dato da due proprietà aggiuntive al filtro: più velocità nel processo di filtraggio ed eccellente capacità di carico. Raccomandata nei filtraggi e purificazioni di processi di produzione di liquidi solidi o asciutti o nella pulizia di campioni difficili. Peso: 155 g/m²; Spessore: 0,450 mm; Pori: 35-40 µ; Cenere < 0,3%.

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice	Codice	Modello	Formato	Dimensioni	Confez.
Steroglass	Fornitore			mm	pezzi
PL1318450		PL1318450	piegato	Ø=450	100
PL1318100		PL1318100	piegato	Ø=100	100
PL1318130		PL1318130	piegato	Ø=130	100
PL1318150		PL1318150	piegato	Ø=150	100
FDDC063305	PL1318200	PL1318200	piegato	Ø=200	100
PL1318250		PL1318250	piegato	Ø=250	100
PL1318300		PL1318300	piegato	Ø=300	100
PN1318450		PN1318450	piano	Ø=450	100
HJ1318420520		HJ1318420520	piano	420x520	500
PN1318500		PN1318500	piano	Ø=500	100
FDDC059888	PN1318150	PN1318150	piano	Ø=150	100
PL1318500		PL1318500	piegato	Ø=500	100
PL1318650		PL1318650	piegato	Ø=650	100
HJ1318320420		HJ1318320420	piegato	320x420	500
HJ1318420520		HJ1318420520	piegato	420x520	500
FDDC058863	HJ1318460570	HJ1318460570	piegato	460x570	500
PN1318650		PN1318650	piano	Ø=650	100
PL1318320		PL1318320	piegato	Ø=320	100
PL1318350		PL1318350	piegato	Ø=350	100
HJ1318320420		HJ1318320420	piano	320x420	500
PN1318400		PN1318400	piano	Ø=400	100
PN1318350		PN1318350	piano	Ø=350	100
PN1318320		PN1318320	piano	Ø=320	100
PN1318300		PN1318300	piano	Ø=300	100
PN1318250		PN1318250	piano	Ø=250	100

PN1318200		PN1318200	piano	Ø=200	100
PN1318185		PN1318185	piano	Ø=185	100
FDDC058863	HJ1318460570	HJ1318460570	piano	460x570	500
PN1318130		PN1318130	piano	Ø=130	100
FDDC072565	PL1318400	PL1318400	piegato	Ø=400	100
PN1318110		PN1318110	piano	Ø=110	100
PN1318100		PN1318100	piano	Ø=100	100
PN1318090		PN1318090	piano	Ø=90	100
PN1318070		PN1318070	piano	Ø=70	100
PN1318055		PN1318055	piano	Ø=55	100
PN1318050		PN1318050	piano	Ø=50	100
PN1318047		PN1318047	piano	Ø=47	100
FDDC058997	PN1318125	PN1318125	piano	Ø=125	100
PN13180425		PN13180425	piano	Ø42,5	100