

■ CARTA DA FILTRO QUALITATIVA, COMUNE - MODELLO 1303

4646

FILTER-LAB

VELOCITA' DI FILTRAZIONE MOLTO RAPIDA.

Le carte da filtro qualitative di FILTER-LAB sono prodotte in particolare per ottenere la separazione ed identificazione di sostanze di cui si conoscono le proprietà e per eseguire una gran quantità di filtraggi nelle analisi di routine. Le carte da filtro qualitative di tipo comune, nonostante siano fatte con un'eccellente cellulosa pura, sono usate di routine o per abituali lavori da laboratorio dove si necessita la separazione solido-liquido con il massimo risparmio di tempo, quindi permettono un filtraggio molto veloce o extra-veloce. APPLICAZIONI: calcolo del contenuto di saccarosio nell'industria dello zucchero; eliminazione delle impurità nella manifattura di oli essenziali, sciroppi, grassi, nettari di frutta e liquidi densi in generale; preparazione e pulizia di molti campioni asciutti; filtraggio difficile di diversi prodotti; pre-filtraggio di campioni prima di una carta da filtro qualitativa più spessa; purificazione di vari campioni.

MODELLO 1318: carta con filtraggio molto veloce, spiegazzata. E' una carta da filtro speciale usata nei laboratori delle industrie di zucchero, in particolare per la purificazione di campioni dopo l'aggiunta di acetato di piombo per il successivo calcolo del contenuto di saccarosio. Peso: 64 g/m²; Spessore: 0,165 mm; Pori: 34-42 µ; Cenere < 0,3%.

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice Steroglass	Codice Fornitore	Modello	Formato	Dimensioni mm	Confez. pezzi
PN1303200		PN1303200	piano	Ø=200	100
FDDC060500	PN1303125	PN1303125	piano	Ø=125	100
PL1303320		PL1303320	piegato	Ø=320	100
HJ1303320420		HJ1303320420	piano	320x420	500
PL1303300		PL1303300	piegato	Ø=300	100
PN1303500		PN1303500	piano	Ø=500	100
PN1303450		PN1303450	piano	Ø=450	100
FDDC058350	PN1303400	PN1303400	piano	Ø=400	100
PN1303350		PN1303350	piano	Ø=350	100
PN1303320		PN1303320	piano	Ø=320	100
PL1303070		PL1303070	piegato	Ø=70	100
FDDC055009	PN1303250	PN1303250	piano	Ø=250	100
PL1303090		PL1303090	piegato	Ø=90	100
PN1303185		PN1303185	piano	Ø=185	100
PN1303150		PN1303150	piano	Ø=150	100
FDDC058349	HJ1303460570	HJ1303460570	piegato	460x570	500
HJ1303420520		HJ1303420520	piano	420x520	100
PN1303110		PN1303110	piano	Ø=110	100
PN1303070		PN1303070	piano	Ø=70	100
PN1303090		PN1303090	piano	Ø=90	100
PN1303100		PN1303100	piano	Ø=100	100
HJ1303320420		HJ1303320420	piegato	320x420	500
PN1303300		PN1303300	piano	Ø=300	100
P41303130		P41303130	quadrato	Ø=130	100
PL1303350		PL1303350	piegato	Ø=350	100
FDDC058348	PL1303400	PL1303400	piegato	Ø=400	100

PL1303450		PL1303450	piegato	Ø=450	100
PL1303500		PL1303500	piegato	Ø=500	100
PL1303650		PL1303650	piegato	Ø=650	100
HJ1303420520		HJ1303420520	piegato	420x520	100
P41303150		P41303150	quadrato	Ø=150	100
PN1303130		PN1303130	piano	Ø=130	100
P41303200		P41303200	quadrato	Ø=200	100
FDDC058349	HJ1303460570	HJ1303460570	piano	460x570	500
P41303300		P41303300	quadrato	Ø=300	100
P41303185		P41303185	quadrato	Ø=185	100
PN1303650		PN1303650	piano	Ø=650	100
FDDC055453	PL1303250	PL1303250	piegato	Ø=250	100
PL1303200		PL1303200	piegato	Ø=200	100
FDDC064605	PL1303185	PL1303185	piegato	Ø=185	100
FDDC054491	PL1303150	PL1303150	piegato	Ø=150	100
FDDC062694	PL1303130	PL1303130	piegato	Ø=130	100
PL1303125		PL1303125	piegato	Ø=125	100
PL1303110		PL1303110	piegato	Ø=110	100
PL1303100		PL1303100	piegato	Ø=100	100
P41303250		P41303250	quadrato	Ø=250	100