

■ CARTA DA FILTRO IN RISME - MODELLO 1305

FILTER-LAB

4647

Questa è una serie di carta fatta in particolare per l'assorbimento di liquidi e spruzzi e come protezione per l'attrezzatura da laboratorio, tavoli da lavoro, vaschette o strumenti. E' anche usata per la manipolazione di utensili sterili, il condizionamento di prodotti farmaceutici, etc...

APPLICAZIONI: protezione di tavoli da laboratorio contro spruzzi di liquido; condizionamento di prodotti chimici o farmaceutici; protezione di vaschette o strumenti; semplice filtraggio di diversi prodotti.

MODELLO 1305: la risma con carta più spessa della serie. Raccomandata per lavori con alto rischio di spruzzi o dove si richiede un'alta capacità di assorbimento. Indispensabile in qualunque laboratorio. Peso: 73 g/m²; Spessore: 0,170 mm; Assorbimento di Klemm: 75/70; Resistenza umidità: 0,290/0,260.

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice	Codice	Modello	Dimensioni	Risme/scatola
Steroglass	Fornitore		LxH (cm)	pezzi
FDDC059764	RM13055050	RM13055050	50x50	1
RM13054252		RM13054252	42x52	4
RM13055252		RM13055252	52x52	1
RM13055858		RM13055858	58x58	1
RM13053242		RM13053242	32x42	4