

■ CARTA DA FILTRO IN RISME - MODELLO 1510

FILTER-LAB

4648

Serie di carta fatta in particolare per l'assorbimento di liquidi e spruzzi e come protezione per l'attrezzatura da laboratorio, tavoli da lavoro, vaschette o strumenti. E' anche usata per la manipolazione di utensili sterili, il condizionamento di prodotti farmaceutici, etc...

APPLICAZIONI: protezione di tavoli da laboratorio contro spruzzi di liquido; condizionamento di prodotti chimici o farmaceutici; protezione di vaschette o strumenti; semplice filtraggio di diversi prodotti.

MODELLO 1510: carta media. Ha un peso in grammi intermedio, così come un medio spessore, ma con buone capacità di assorbimento. Peso: 60 g/m²; Spessore: 0,130 mm; Assorbimento di Klemm: 60/55; Resistenza umidità: 0,280/0,230.

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice	Codice	Modello	Dimensioni	Risme/scatola
Steroglass	Fornitore		LxH (cm)	pezzi
RM15105252		RM15105252	52x52	1
FDDC055846	RM15105858	RM15105858	58x58	1
RM15104252		RM15104252	42x52	5
RM15103242		RM15103242	32x42	5
FDDC053513	RM15105050	RM15105050	50x50	1