

■ CARTA DA FILTRO IN RISME - MODELLO 1503

FILTER-LAB

4649


Questa è una serie di carta fatta in particolare per l'assorbimento di liquidi e spruzzi e come protezione per l'attrezzatura da laboratorio, tavoli da lavoro, vaschette o strumenti. E' anche usata per la manipolazione di utensili sterili, il condizionamento di prodotti farmaceutici, etc...

APPLICAZIONI: protezione di tavoli da laboratorio contro spruzzi di liquido; condizionamento di prodotti chimici o farmaceutici; protezione di vaschette o strumenti; semplice filtraggio di diversi prodotti.

MODELLO 1503: carta fine. Minore peso in grammi e minore spessore del mod. 1510. Peso: 50 g/m²; Spessore: 0,115 mm; Assorbimento di Klemm: 55/55; Resistenza umidità: 0,260/0,190.

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice	Codice	Modello	Dimensioni	Risme/scatola
Steroglass	Fornitore		LxH (cm)	pezzi
RM15035252		RM15035252	52x52	1
RM15033242		RM15033242	32x42	6
RM15034252		RM15034252	42x52	6
RM15035050		RM15035050	50x50	1
FDDC055834	RM 1503 5858	RM15035858	58x58	1