

■ CARTA ASSORBENTE CON POLIETILENE - MODELLO 1505

4650

FILTER-LAB

La carta assorbente con polietilene FILTER-LAB fu prodotta con lo scopo di ottenere una protezione totale in vaschette, tavoli da laboratorio, gabbie animali ed in generale qualunque superficie in cui si richieda una completa impermeabilità all'acqua.

E' formata da due facce; una faccia di carta assorbente che permette un eccellente assorbimento di liquidi e l'altra faccia formata da un film di polietilene che garantisce un'assoluta impermeabilità.

Può essere usata da entrambe le facce. Se si usa con il polietilene, questa permette il recupero di materiali preziosi o prodotti pericolosi.

APPLICAZIONI: protezione impermeabile di tavoli da laboratorio e vaschette; saturazione dell'atmosfera di camere umide; recupero di materiali preziosi (metalli preziosi, terre rare); manipolazione di liquidi tossici o pericolosi; laboratori per la germinazione del seme (metodo fra carte o rotolo Viennese); protezione del suolo nelle gabbie per animali. Peso: 125 g/m²; Spessore: 0,250 mm; Assorbimento nell'area: 240 g/m².

NOTA: altri formati e dimensioni sono disponibili a richiesta.

(r. 150610)



Codice	Codice	Modello	Tipo	Dimens.	Presentazione
Steroglass	Fornitore			LxH (cm)	
RM15053242		RM15053242	fogli	32x42	500 fogli
HJ15054252		HJ15054252	fogli	42x52	100 fogli
BB150550100		BB150550100	rotoli	50x100	unità sing.
FDDC053515	BB15055050	BB15055050	rotoli	50x50	unità sing
FDDC057482	RM15055050	RM15055050	fogli	50x50	500 fogli
FDDC055132	RM15054252	RM15054252	fogli	42x52	500 fogli
HJ15053242		HJ15053242	fogli	32x42	100 fogli
FDDC053514	HJ15055050	HJ15055050	fogli	50x50	100 fogli