

■ CARTA PER ANALISI CITOLOGICHE - MODELLO 1431

FILTER-LAB

4675

Nelle analisi citologiche con citocentrifughe, la carta assorbente è usata per assorbire il liquido rimasto dalla colorazione del campione. Grazie a questa il vetrino del microscopio rimane completamente asciutto.
(r. 040806)



Codice	Codice	Modello	Dimensioni	Fogli
Steroglass	Fornitore		larg x lung mm	per scatola
FDDC065253		CT14312575	25x75 (2buchi)	200