

■ ANALIZZATORE DI SO₂ - SULFILYSER PLUS

LDS

5187

Questo apparecchio è stato progettato per misurare velocemente e facilmente SO₂ libera e totale e rimuove la stime difficili della fine della misurazione. Il Sulfilyser è particolarmente adatto a vini particolarmente rossi, lieviti per distillazione, succhi di frutta, bevande alcoliche e aceti.

CARATTERISTICHE

- Stop automatico dell'analisi alla fine del dosaggio
- Facile e veloce da usare
- Ergonomico
- Ottima ripetibilità
- Alimentazione universale
- Vaschetta estraibile in acciaio inox per rendere più facile la pulizia
- Auto-azzeramento buretta 10 ml, graduata in 1 / 20
- Elettrovalvola

Principio:

Con un elettrodo a doppio platino e un indicatore a LED, il Sulfilyser rileva la corrente elettrica non appena la soluzione ossidante del ioduro/iodato è in eccesso.

L'utente controlla il flusso di questa soluzione, che porta ad un cambiamento dei LED che indica la fine della misura.

Tipi di campione: vini rossi, lieviti per distillazione, succhi di frutta, bevande alcoliche, aceti.

Scala di misura : mg / L di SO₂ libera, combinata e totale

Dimensioni e peso: 24 x 35 x 40 cm - 4 Kg

Alimentazione: 110-220V - 50/60 HTZ

Adattatore: 15 V

(r.091120)



Codice	Codice	
Steroglass	Fornitore	DESCRIZIONE
LJRQ076707	119560	ANALIZZATORE DI SO ₂ SULFILYSER PLUS