

■ GUANTI IN LATTICE EKO PLUS POWDER FREE

GARDENING

5328

GUANTI AL MOMENTO NON DISPONIBILI

Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale, non sterile, certificato come DPI di III categoria per la protezione dell'operatore da rischi chimici e biologici. Totalmente privo di talcatura, è ideale per pelli sensibili. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente con sostanze alimentari.
(r.110412)



Codice	Codice	DESCRIZIONE
Steroglass	Fornitore	
GJHE065242	EKOCL9	GUANTO LATTICE POWDERFREE XL 1000pz
GJHE065241	EKOCL8	GUANTO LATTICE POWDERFREE L 1000pz
GJHE065239	EKOCL7	GUANTO LATTICE POWDERFREE M 1000pz
GJHE065238	EKOCL6	GUANTO LATTICE POWDERFREE S 1000pz
GJHE065237	EKOCL5	GUANTO LATTICE POWDERFREE XS 1000pz