

■ DISTILLATORE PER ACIDITA' VOLATILE VOLA 2000

LDS

5387

Distillatore a generazione di vapore per sola acidità volatile. Tutte le operazioni soddisfano i requisiti richiesti dalla regolamentazione Europea (Official Journal L272 del 3/10/90) e dalla O.I.V. francese.
Fornito completo di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- " Produzione istantanea di vapore.
- " Nessun serbatoio di acqua bollente in pressione.
- " Generatore di vapore automatico.
- " Tensione di alimentazione continua (produzione di acqua distillata).

TEMPO DI LAVORO

- " campione di vino da 20 ml - 200 ml di distillato: ca. 5 min.

CARATTERISTICHE

- " Dimensioni:
- Altezza: 95 cm
- Larghezza: 35 cm
- Profondità: 20 cm
- " Peso: ca. 15 Kg
- " Potenza: 2300 W (10 A)

(r.061113)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
LJRQ061405	118500	DISTILLATORE VOLA 2000

