


■ APPARECCHIO CAZENAVE MICONI

STEROGLASS VETRO LAB.

5390

Apparecchio in vetro borosilicato 3.3 per la determinazione dell'acidità volatile nei vini.
 Compreso di: struttura di sostegno, matraccio, tubo bollitore con estrattore di Vigreux, refrigerante a bolle e matraccio di raccolta e pinzetteria.

(r.311014)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUB061552		Apparecchio Cazenave Miconi