


■ DISTILLATORE GRADO ALCOLICO METODO UFFICIALE CEE

5392

STEROGLASS VETRO LAB.

Distillatore singolo con riscaldamento a gas, conforme al metodo ufficiale CEE. Lo strumento è composto da pallone di distillazione da 500ml, gruppo di refrigerazione, pinze GS, treppiedi con asta, pinze di supporto, rete spargifiamma, binsen con termocoppia, matraccio da 200ml di raccolta distillato. Completo di 1 metro di tubo per gas. Il distillatore può funzionare con gas metano o GPL.

(r.111113)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQUB062868		Distillatore metodo ufficiale