

## ■ TRAPPOLA PER POMPE DA VUOTO - TRAP

### STEROGLASS ACCESSORI

5415

Trappola universale per pompe da vuoto collegate ad evaporatori rotanti.

Grazie al sistema di vetreria refrigerante Trap collegabile ad acqua di rubinetto o a chiller refrigerante esterno, gli eventuali vapori estratti dalla pompa da vuoto vengono intrappolati prima di rischiare un danneggiamento delle membrane in PTFE della pompa stessa

L'accumulo di residui di solventi sulla superficie delle membrane di tenuta della pompa provoca l'ispessimento di un film di liquido oleoso che con il tempo fa diminuire le prestazioni di vuoto dichiarate dal produttore.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Refrigerante a serpentine interne in vetro
- Pallone di raccolta 250ml
- Attacchi refrigeranti a portagomma diametro 8mm
- Attacco presa vuoto a portagomma diametro 9mm
- Dimensioni: LXHxP 285x308x150
- Peso: 1,3 kg

(r.201113)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
SQNO065607		TRAPPOLA PER EVAPORATORI ROTANTI

