

## ■ SOLUZIONE IDROALCOLICA 12% CON CERTIFICATO

**LDS**

5444

La soluzione idro-alcolica al 12% con certificato offre una base di controllo e taratura per gli strumenti che determinano l' A.b.V in un distillato.

Caratteristiche tecniche:

Fornita con certificato di Calibrazione secondo normativa COFRAC

Indicazione precisa della densità, peso specifico, e titolo alcolometrico a 20 °C

Contenuto: acqua distillata/etanolo al 90%

A.b.V approssimativamente al 12%

Pronta all' uso

Confezione da 250ml



(r.040614)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
LJPE067107	100560	soluzione idroalcolica 12%