

■ CONTROLLORE DEL VUOTO ST300 PER STRIKE 300

STEROGLOSS ACCESSORI

5491

ST300 è l'innovativo sistema di controllo del vuoto integrabile con l'evaporatore rotante STRIKE 300. I parametri di pressione possono essere facilmente impostati direttamente sul display touch-screen dell'evaporatore rotante Strike 300. Il sensore di pressione misura la pressione attuale nel sistema diverse volte al secondo, ed il microprocessore monitorizza il calo di pressione nel tempo. Al calare del vuoto il controllore agisce su una valvola facendo aumentare la pressione. Al raggiungimento della pressione programmata, il controllore agisce nuovamente sulla valvola facendo diminuire nuovamente la pressione.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Controllo del vuoto digitale a microprocessore
- Range di impostazione del vuoto da 999 mb a 2 mb
- Delta pressione impostabile da 1 mb a 50 mb
- Alimentazione diretta da Strike 300
- A norma CE

(r.160614)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
SQEF059421		Controllore ST300