

■ Elettrodo PH DA LABORATORIO EL380

ACCSEN

5662

Descrizione:

Per micro campioni con diametro del corpo di 6 mm. Elettrodo pH adatto per misurare piccoli volumi di campioni.

Applicazioni: biologia e clinica.

Limitazioni: Soluzioni viscosi o colloidali, acqua distillata, fragilità.

Specifiche tecniche:

-Gamma di pH: 0 ... 14

-Temperatura gamma: 0 ... 80 °C

-Elemento di riferimento: Ag / AgCl incapsulato

-Diaframma: ceramica

-Elettrolita: KCl 3M


-Materiale del corpo: vetro

-Connettore: BNC

- Immersione minima: 8 mm

-Diametro: 6 mm

(r.300517)



Codice	Codice	Modello
Steroglass	Fornitore	
ETGL076856	EL380E	ELETTRODO MICRO PH0-14 EL380