

## ■ DOSATORE DOSIPET

### KARTELL

5716

Componenti ed assemblaggio di elevata, ideale per dosare solventi organici polari e non polari inclusi i solventi alogenati, e gli acidi minerali concentrati, nonché acidi particolarmente volatili come l'acido nitrico e l'acido trifluoroacetico. Possono inoltre essere utilizzati con perossidi, acido cloridrico ed acido solforico. Adatti per soluzioni non cristallizzanti.

Dotati di pistone in vetro borosilicato, i reagenti vengono in contatto unicamente con parti realizzate in PTFE

- Regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico
- Scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati
- Nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento
- Dispensazione senza la formazione di bolle
- Il pistone trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento
- Totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti

(r.191017)

Codice	Codice	Descrizione
Steroglass	Fornitore	
KAFI077145	83010.	DOSATORE DOSIPET 1:10 83010

