

■ MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE MODELLO P

STEROGLASS STRUMENTI

5718

Micropipette a volume variabile con impugnatura confortevole e antiscivolo. Il volume è regolabile sia dalla ghiera che dal pulsante di dispensazione. Dispensazioni accurate e riproducibili. Braccio espulsore del puntale in plastica, smontabile e autoclavabile. Compatibile con puntali universali, conici. Pipetta completamente autoclavabile. Gancio confortevole per la mano. Blocco del volume per una maggiore sicurezza in fase di pipettaggio

(r.191017)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
HYKZ077148	L-2024.	MICROPIPETTA VOLUME VARIABILE P5000
HYKZ077147	L-2023.	MICROPIPETTA VOLUME VARIABILE P1000
HYKZ077146	L-2022.	MICROPIPETTA VOLUME VARIABILE P200