

■ Macropipette a volumi variabili Acura Manual 835

SOCOREX

5752



Dotate di display digitale di precisione, le pipette della nuova linea vengono regolate in continuazione ad una definizione del volume molto accurata. La regolazione può essere fatta agevolmente con una sola mano, mentre l'altra mano è impegnata. Arresti a scatto e cappuccio smartie del pulsante a rotazione libera assicurano la stabilità delle regolazioni durante il pipettaggio.

-Posizione di lavoro ottimale

oltre al design ergonomico e all'impugnatura perfetta della pipetta, i moduli multicanale volumetrici consentono di scegliere la posizione di lavoro migliore

-Espulsore del puntale eregolabile

L'altezza del dispositivo di espulsione del puntale può essere rapidamente regolata entro 4 mm per adattarsi perfettamente al puntale utilizzato. La forma ad arco dell'estremità dell'espulsore garantisce l'espulsione sequenziale, semplice e rapida del puntale.

Il modello 835 offre tre macropipette da
0.2 - 2 ml, 0.5 - 5 ml e 1 - 10 ml.

Disponibile adattatore per uso di pipette pasteur sui modelli 2 e 5 ml.

(r.230421)

Codice	Codice	Volume	Divisione	peso
Steroglass Fornitore				
FQJY080114	835.05	0.5 - 5 ml	0,01 ml	116 g
FQJY084455	835.02	0.2-2 ml	0,002 ml	108 g
FQJY080866	835.10	1 - 10 ml	0,01 ml	130 g