

■ SPHERE FLASH COLONY COUNTER

IUL

5861

SphereFlash® è un contatore di colonie automatico che soddisfa tutti i requisiti che potrebbero essere richiesti in un moderno laboratorio di microbiologia.

Con la sua versione del software Colony Lite esegue il conteggio delle colonie in modo semplice e affidabile, per gli utenti più esigenti il software può essere aggiornato a Colonies PRO per aumentarne la capacità, ad es. impostazione dei livelli di autorizzazione dell'utente, connettività LIMS, fogli di lavoro, lettura codice a barre, creazione di report, audit trail o CFR21 parte 11.

Con l'app opzionale Halos PRO, l'unità Sphere Flash può essere trasformata per misurare l'inibizione aloni che accettano vari criteri di approssimazione del cerchio per ottenere i diametri corrispondenti di aree circolari virtuali.

In tutte le versioni l'illuminazione avviene tramite LED orientati alla parete interna della camera sferica mobile. Il risultato è uniforme con un'illuminazione priva di riflessi.

La sfera mobile infatti chiude automaticamente la camera e impedisce l'ingresso di qualsiasi luce esterna nell'area in cui le piastre Petri. Per i media trasparenti è disponibile anche in tutte le versioni la luce per trasmissione



(r.27042020)

Codice	Codice	Umidità relativa	Temperatura dell'aria	Altitudine	Dimensione	Peso
Steroglass	Fornitore					
IJCN080560	90007000	10-75%	15-30 °C	fino a 2000	288x220x371mm	5,5kg