

TEST ELISA

ROMER LABS

5868

L'allergia alimentare, una risposta immunitaria alle proteine presenti negli alimenti che l'organismo ritiene erroneamente dannoso, è un aspetto importante per l'industria alimentare ed un problema sanitario di crescente preoccupazione nei paesi sviluppati.

Gli allergeni sono la principale causa singola di richiami globali di prodotti.

Una delle maggiori preoccupazioni dei produttori di alimenti è il rischio potenziale per contaminazione crociata (cross contamination) con allergeni alimentari durante la produzione processi.

L'obiettivo di qualsiasi produttore alimentare è quello di minimizzare questo rischio.

Uno strumento importante in qualsiasi piano di gestione degli allergeni è il test per la presenza o, meglio ancora, l'assenza di allergeni.

I test ELISA AgraQuant® comprendono un'ampia gamma di enzimi collegati test di saggio immuno-sorbente (ELISA) kit che comprende micotossina, allergeni, OGM e residui. I test ELISA sono disponibili in formato qualitativo o quantitativo. I risultati ottenuti sono paragonabili a risultati HPLC.

Tutti gli ELISA AgraQuant® utilizzano specifici micro-pozzetti rivestiti di anticorpi e coniugato analita marcato con enzima.

(r.050520)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
RQPE082806	COKAL1948F	ALLERG SESAME PLUS COKAL1948F
RQPE082796	COKAL0748F	ALLERG ALMOND PLUS COKAL0748F
RQPE082797	COKAL0848	ALLERGEN EGG WHITE COKAL0848
RQPE082807	COKAL2148	ALLERGEN MUSTARD COKAL2148
RQPE082810	COKAL2448	ALLERGEN MILK COKAL2448
RQPE082785	COKAL0200	ALLERGEN GLUTEN G12 COKAL0200
RQPE082809	COKAL2248	ALLERGEN CRUSTACEA COKAL2248
RQPE082808	COKAL2148F	ALLERG MUSTARD PLUS COKAL214F
RQPE082793	COKAL0500	ALLERGEN HISTAMINE COKAL0500
RQPE082812	COKAL2748	ALLERGEN PISTACHIO COKAL2748
RQPE082804	COKAL1848F	ALLERGEN EGG PLUS COKAL1848F
RQPE082802	COKAL1548	ALLERGEN LUPIN COKAL1548
RQPE082801	COKAL1248F	ALLERG CASEIN PLUS COKAL1248F
RQPE082800	COKAL1200	ALLERGEN CASEIN COKAL1200
RQPE082799	COKAL1048	ALLERGEN BETA-LACTOG COKAL1048
RQPE082798	COKAL0948	ALLERGEN WALNUT COKAL0948
RQPE082805	COKAL1948	ALLERGEN SESAME COKAL1948
RQPE082817	COKAL3148F	ALLERG CASHEW PLUS COKAL3148F
RQPE082816	COKAL3148	ALLERGEN CASHEW COKAL3148
RQPE082815	COKAL2948	ALLERGEN OVALBUMIN COKAL2948
RQPE082814	COKAL2848	ALLERGEN LYSOZYME COKAL2848
RQPE082813	COKAL2748F	ALLER PISTACHIO PLUS COKAL274F
RQPE082788	COKAL0248	ALLERGEN GLUTEN COKAL0248
RQPE082795	COKAL0748	ALLERGEN ALMOND COKAL0748
RQPE082783	COKAL0148F	ALLERG PEANUT PLUS COKAL0148F
RQPE082794	COKAL0548	ALLERG HISTAMINE RAP COKAL0548

RQPE082787	COKAL0206	ALLERGEN GLUTEN G12 COKAL0206
RQPE082811	COKAL2548	ALLERGEN FISH COKAL2548
RQPE082790	COKAL0348	ALLERGEN HAZELNUT COKAL0348
RQPE082791	COKAL0348F	ALLERG HAZELNUT PLUSCOKAL0348F
RQPE082792	COKAL0448	ALLERGEN SOY COKAL0448
RQPE082803	COKAL1648F	ALLERG MACADAMIA PL COKAL1648F
RQPE082781	COKAL0148	ALLERGEN PEANUT COKAL0148