

■ SOLAR SPONGE E STICK

ROMER LABS

5870

Solar sponge e stick sono spugne di cellulosa sterile secche eopre-inumidite, convenienti e pronte all'uso. Eliminano le costose e dispendiose fasi di preparazione, sterilizzazione e applicazione del diluente ai dispositivi di campionamento.

Sono progettate per rendere più conveniente il campionamento di microbi dalle superfici negli impianti di trasformazione alimentare e negli ambienti industriali.

La sterilità è garantita esponendo i prodotti di campionamento all'irradiazione. L'uso di diverse soluzioni preumidificate consente un'ampia gamma di applicazioni di campionamento ambientale e di prodotto (carcassa).

(r.050520)



Codice	Codice	Descrizione	Conf.
Steroglass Fornitore			
BS10NB		SOLAR SPONGE WITH NEUTRALIZING BUFFER	BOX/100
SHPB10NBPW		SOLAR SPONGE-STICK WITH NEUTRALIZING BPW PLASTIC BAG	BOX/100
SHPB10DRY		SOLAR SPONGE-STICK DRY PLASTIC BAG	BOX/100
SHPB10DE		SOLAR SPONGE-STICK WITH DE NEUTRALIZING BROTH PLASTIC	BBOX/100
SHPB10BPW		SOLAR SPONGE-STICK WITH BUFFERED PEPTONE WATER PLASTIC	BOX/100
SHPB10BPB		SOLAR SPONGE-STICK WITH BUTTERFIELD'S PH. BUFFER PLASTI	BOX/100
SH10NBPW		SOLAR SPONGE-STICK WITH NEUTRILIZING BUFFERED PEPTONE	WBOX/100
SH10NB		SOLAR SPONGE-STICK WITH NEUTRALIZING BUFFER	BOX/100
SH10DE		SH10DE SOLAR SPONGE-STICK WITH DE NEUTRALIZING BROTH	BOX/100
SH10BPW		SOLAR SPONGE-STICK WITH BUFFERED PEPTONE WATER	BOX/100
SH10BPB		SOLAR SPONGE-STICK WITH BUTTERFIELD'S PHOSPHATE BUFFER	BOX/100
SH10LB		SOLAR SPONGE-STICK WITH LETHEEN BROTH	BOX/100
BS10NBPW		SOLAR SPONGE WITH NEUTRILIZING BUFFERED PEPTONE WATER	BOX/100
BS02BPW		SOLAR SPONGE WITH BUFFERED PEPTONE WATER - KIT	BOX/50
BS02NBPW		SOLAR SPONGE WITH NEUTRILIZING BUFFERED PEPTONE WATER	BOX/50
BS10DE		SOLAR SPONGE WITH DE NEUTRALIZING BROTH	BOX/100
SHPB10NB		SOLAR SPONGE-STICK WITH NEUTRALIZING BUFFER PLASTIC	BAGBOX/100
BS10BPW		SOLAR SPONGE WITH BUFFERED PEPTONE WATER	BOX/100
BS10BPB		SOLAR SPONGE WITH BUTTERFIELD'S PHOSPHATE BUFFER	BOX/100
BS02BPB		SOLAR SPONGE WITH BUTTERFIELD'S PHOSPHATE BUFFER-KIT	BOX/50
BS10LB		SOLAR SPONGE WITH LETHEEN BROTH	BOX/100
BS02LB		SOLAR SPONGE WITH LETHEEN BROTH - KIT	BOX/50
BS02DE		SOLAR SPONGE WITH DE NEUTRALIZING BROTH - KIT	BOX/50
BS02NB		SOLAR SPONGE WITH NEUTRALIZING BUFFER - KIT	BOX/50
CV1001		SOLAR SPONGE IN BAG STERILE	BOX/100