

## ■ DISTILLATORE DIS 4

### FALC STRUMENTI

5962

Distillatore di acqua economico per una semplice distillazione in laboratorio, può essere montato anche a parete.

Il modello DIS4 produce acqua distillata per le più comuni applicazioni, realizzato in vetro borosilicato 3.3 è ideale per la produzione di acqua ad alta purezza.

Progettato per il funzionamento completamente automatico, con una potenza di 4 litri l'ora, include caratteristiche di sicurezza in caso di mancanza di flusso di rifornimento idrico:

- pressostato di sicurezza, protegge in caso di mancanza d'alimentazione acqua
- si collega di nuovo all'acqua quando il flusso d'acqua è sufficiente.

#### ALTA QUALITÀ DELL'ACQUA IN USCITA

Distillatore realizzato in vetro borosilicato 3.3, tipo Pyrex o Duran. Incorpora una caldaia, un grande condensatore di superficie e due riscaldatori a quarzo rivestiti.

Tutti i componenti sono realizzati in vetro borosilicato 3.3, quindi l'acqua è sempre in contatto con elementi inerti, che assicurano un'elevata qualità delle acque distillata prodotta, liberi da pirogeni e ioni metallici e con conducibilità circa 1  $\mu$ /cm.

Nota sull'uscita dell'acqua: dipende direttamente dalla qualità della d'acqua in ingresso e di altri fattori ambientali, può essere parificata ad acqua di tipo II o III (ASTM).

Tutti i parametri sono stati testati in condizioni di laboratorio standard.

Produzione in litri a un valore di 230V, se c'è una caduta di tensione la produzione diminuirà di conseguenza.

Alimentazione: 230 V

Peso: Kg 4,5

Dimensioni: 63 x 18 x 49 mm

Potenza motore: 3000 W

Capacità di produzione: 4 l/h

Consumo acqua per raffreddare: 1 lt / min

Acqua con pH: 5,5 - 7

Conducibilità: 1  $\mu$  / cm

(r.090721)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
FLPQ068160	636.0700.03	DISTILLATORE DIS4 PRODU 4Lt/h