

■ POMPA DA VUOTO AD ACQUA IN POLIPROPILENE

KARTELL

88

Materiale: Polipropilene

Questa pompa per vuoto combina un'ottima capacità di aspirazione con un consumo limitato di acqua sia a bassa pressione (0,5-1 Kg/cmq.), che ad alta pressione (10 Kg/cmq). Nel tubo di aspirazione è inserita una valvola di ritegno che impedisce il riflusso dell'acqua in caso di diminuzione della pressione. E' inoltre completamente smontabile per effettuare la pulizia.

(r.290310)



Codice	Codice	Descrizione
Steroglass Fornitore		
KAMY019118	1396	conf. 5 raccordi
KAMY017473	1395	Pompa per vuoto