



La bilancia idrostatica Touch permette la **determinazione del titolo alcolometrico** secondo il **metodo OIV ed i Regolamenti 2870/2000 e 128/2004**.

La bilancia è inoltre in grado di gestire:

- Titolo alcolometrico volumico: 0-100% V/V
- Lettura della densità a 20 °C
- Risoluzione: 0.01% V/V
- Precisione e ripetibilità: 0.02% V/V
- Estratto secco totale da 0.0 a 505.8 g/L
- Valutazione mosti espressi in: grado Baumè, Babo, Massa Volumica, Alcool probabile
- Creazione profili utenti con protezione password
- Correzione del volume del pescante sia in acqua distillata che usando soluzioni note, calibrazione e zero della bilancia.

Caratteristiche tecniche:

- Display a colori da 5 pollici consente una facile selezione dei parametri;
- Software integrato per gestire misure densimetriche;
- Calibrazione automatica della bilancia con massa interna per avere risultati sempre accurati;
- 2 pescanti (20 ml) e 2 becher (75 ml) a doppia camera inclusi con lo strumento;
- Porta RS232 integrata per collegamento stampante;
- Porta USB per salvataggio dati su chiavetta USB;
- Tutti i dati e risultati sono visibili sullo schermo della bilancia, perciò non è necessario collegarsi ad altri strumenti per le elaborazioni dei dati.



Codice prodotto VAAS088926

Steroglass S.r.l.
Divisione Enologia
Strada Romano di Sopra 2/C
06132 San Martino in Campo (PG)
www.steroglass.it
tel: 075.609091, Fax: 075.6090950

